



## Malla de exanguinación y oclusión no neumática Para cirugías ortopédicas libres de sangre



**HemaClear**, la primera solución quirúrgica sin sangrado que ofrece un acercamiento más seguro, más eficaz, y más productivo a los procedimientos quirúrgicos ortopédicos de miembros; para la muñeca, el codo, la rodilla, el tobillo, el pie, y la mano.

Un nuevo concepto en el cuidado quirúrgico ortopédico. **HemaClear** les da nuevas oportunidades a cirujanos ortopédicos para practicar una cirugía limpia con una alternativa más práctica que los métodos tradicionales de exanguinación. Ampliamente usado en Europa e Israel, **HemaClear** ofrece un acercamiento más moderno en la cirugía ortopédica, proporcionando soluciones creativas por todo el mundo.





# Malla de exanguinación y oclusión no neumática



## Diseño simple y elegante

HemaClear posee un anillo de silicona especialmente desarrollado para proporcionar la presión necesaria de exanguinación y oclusión no permitiendo la reentrada de sangre en el miembro.

Su malla esteril se puede colocar en el campo operatorio y las manijas permiten una colocación rápida y simple.

Su geometría exclusiva ejerce una presión supra sistólica uniformemente distribuida en toda la circunferencia del miembro, que al ser aplicada, exanguina el miembro creando un campo operatorio libre de sangre.

- Diseñado para proporcionar un campo estéril y libre de sangre para cirugías de extremidades, con circunferencias de 14 a 90cm
- Gama completa de tamaños de pediatría a obesos.
- Tamaños codificados con colores para su fácil identificación.
- Su estrecho diseño permite más espacio para el acceso a la cirugía.
- Ofrece un acercamiento más eficaz, y más productivo en los procedimientos quirúrgicos ortopédicos de miembros inferiores y superiores.
- Proporciona hasta un 95% de exanguinación comparado con el 60% de las técnicas actuales.
- Estéril y de uso único para prevención de infección es libre de mantenimiento.
- Más de 100.000 procedimientos en todo el mundo.
- Reduce el volumen de tejido isquémico.
- Disminuye los casos de parálisis por torniquete.
- Se aplica en menos de 10 segundos.

La evolución natural del concepto isquémico. HemaClear es el primer adelanto en tecnología de exanguinación descubierto en los últimos 100 años.

Si usted califica para ver una demostración gratuita, póngase en contacto con el tel. 0351-4280617

### Guía de tamaños por presión sistólica

Presión sistólica	<130 mm Hg	<160 mm Hg	<190 mm Hg
14-28 cm HemaClear 28 Brazo y pierna			
24-40 cm HemaClear 40 Brazo y pierna inferior			
30-60 cm HemaClear 60 Pierna			
50-90 cm HemaClear 90 (leg) Pierna			

### Bibliografía

1. Eidelman, y otros, diario de las ortopedias pediátricas B. 15 (5): 379-384, septiembre de 2006.
2. Un ensayo controlado seleccionado al azar reciente de Mohan, y otros en el Hospital General de Kingston divulgó el uso de HemaClear en 12 segundos comparados con los 2 minutos (144.36 segundos) con el método neumático.
3. Según el Estudio Eric F. Walsh, y otros publicó en el "Orthopedics 2006 del MD," La contaminación de los torniquetes tradicionales puede ser un factor de riesgo para la infección quirúrgica del sitio, en cirugía ortopédica.



Importado y distribuido por Laboratorios Elwyn S.A.  
Habilitado por ANMAT Leg. N° 990  
Potosí 1089 - X5004EME Córdoba - Argentina  
Tel.: 54-351-4280617  
www.elwynsa.com.ar / info@elwynsa.com.ar



Sucursales:  
Conesa 4160 - C1429ALZ  
Ciudad Autónoma de Bs. As. - Tel.: 54 -11-470 49305  
Ovidio Lagos 4071 - S2004GLA Rosario - Santa Fe  
Tel.: 54-341-431 6871